





I NOSTRI ADDITIVI IN PILLOLE



SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO PRODUCT REPORT

DENOMINAZIONE: **TEMACT VIDA SL**
CODIFICA: **in base alla formulazione**
TIPOLOGIA: **ADDITIVO VIRUCIDA**

NAME: **TEMACT VIDA SL**
CODE: **according to the formulation**
TYPOLOGY: **ANTIVIRAL ADDITIVE**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:



Temact Vida SL è stato studiato appositamente per essere efficace contro il Coronavirus 2019-nCov. Temact Vida SL ha una formulazione ad ampio spettro esclusiva: provoca l'ossidazione delle strutture e dei composti fondamentali, quali le proteine, danneggiandole in maniera vasta e irreversibile e disattivando/ distruggendo così il microorganismo. Test indipendenti hanno dimostrato che il prodotto è in grado di uccidere efficacemente e completamente il Coronavirus umano con rapidità. Temact Vida SL rispetta i requisiti specificati nel protocollo, come richiesto dalla statunitense EPA (Environmental Protection Agency). Nessun altro additivo virucida offre una composizione così potente o ampio portafoglio di prestazioni. La sua efficacia è testata su oltre 100 stipiti virali di 22 famiglie, 400 stipiti batterici, 60 stipiti fungini e di lieviti. Temact Vida SL è perfettamente compatibile con tutti i tipi di resine termoplastiche ed è adatto per le principali tipologie di lavorazione (stampaggio, estrusione, film, soffiaggio).

PRODUCT DESCRIPTION:

Temact Vida SL has been specifically designed to be effective against Coronavirus 2019-nCov. Temact Vida SL has an exclusive broad-spectrum formulation: it oxidizes basic structures, such as proteins, damaging them in a vast and irreversible way and thus deactivating / destroying the microorganism. Independent tests have shown the product is able to effectively and completely kill human Coronavirus rapidly. Temact Vida SL meets the requirements specified in the protocol, as required by the US EPA (Environmental Protection Agency). No other virucidal additive offers such a powerful composition or broad portfolio of performance. Its effectiveness is tested on over 100 strains of virus in 22 viral families, 400 strains of bacteria, over 60 strains of fungi and yeast. Temact Vida SL is perfectly compatible with all types of thermoplastic resins and it is suitable for the main types of processing (molding, extrusion, film, blowing).


MODALITÀ DI UTILIZZO:

Temact Vida SL va aggiunto alla miscela come un masterbatch. La percentuale di utilizzo consigliata varia a seconda del manufatto considerato. Conservare in luogo asciutto.

WAY OF USE:


Temact Vida SL can be used as a masterbatch. The recommended percentage of use varies according to the product. Store in a dry place.





scopri il nuovo sito di Temakrom

www.temakrom.com



TEMAKROM s.r.l.

via Artigiani, 6 - 25014 CASTENEDOLO (BS) | **Tel.** +39 030 2131308 | **Mail** customer-care@temakrom.com
P.IVA / C.F. 03612620173